

## 实验室纯水系统Pico

Pico是一款高度整合的一体式纯水系统，为一般实验室用水提供许多独特的功能。它具有低能耗，能避免水资源的浪费和最大限度地利用您的实验室空间。



- ◆ 制取2级纯水或3级纯水
- ◆ 一体式，低成本
- ◆ 占地面积小
- ◆ 适合所有通用应用场合。能耗 < 60w
- ◆ 耗材更换便捷
- ◆ 内置35升水箱
- ◆ 蒸馏器理想替代品
- ◆ 易于安装，维护成本低
- ◆ 节约水资源
- ◆ 无汞紫外灯

目录号	分配率(升/每小时)	水质类型	电阻率	细菌截留率	颗粒截留率	PH	每天最大用水量(升/每天)	体积与重量
PIC011003	10	Ⅲ级纯水	98%	>99%	99%	中性	60	长*宽*高 330*485*500mm 20KG
PIC012003	20	Ⅲ级纯水	98%	>99%	99%	中性	120	
PIC021003	10	Ⅱ级纯水	1-15MΩ-cm	>99%	99%	中性	60	
PIC022003	20	Ⅱ级纯水	1-15MΩ-cm	>99%	99%	中性	120	

### 应用

- ◆ 超纯水系统给水
- ◆ 玻璃器皿清洗/冲洗
- ◆ 蒸汽/湿度发生器
- ◆ 一般实验室应用
- ◆ 缓冲液和培养基的配制
- ◆ 样品稀释和试剂制备
- ◆ 普通化学实验
- ◆ 教学应用

服务电话：400-8717-688  
服务邮箱：service@jetbiofil.com

◆ JET · 中国总部  
广州洁特生物过滤股份有限公司  
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd.  
地址：广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号  
电话：020-32811888 传真：020-32811888-802  
公司官网：www.jetbiofil.com  
E-mail：jetbiofil@jetbiofil.com

◆ JET · 北京  
北京市经济技术开发区科创五街38号2号楼13层1330室  
电话：010-89504831 传真：010-89504831

◆ JET · 上海  
上海市浦东新区张江高科技园蔡伦路399号亚兰德大厦6幢203 (200127)  
电话：021-61631521 / 61631523  
传真：021-61631524

◆ JET · 广州  
广州市越秀区环市东路500号广发花园幸运阁1707G室  
电话：020-37580641 传真：020-80672887

◆ JET · 成都  
四川省成都市高新区芳草街新能巷2号新康家园2单元901  
电话：028-85093020 传真：028-85090206

◆ JET · 西安  
西安市新城区长乐西路3号西北电建社区36号楼2805房  
电话：029-81042718

◆ JET · 武汉  
湖北省武汉市洪山区中路3号领秀中南大厦1510室  
电话：027-87363100